

GE Healthcare

# Pulsossimetro TuffSat

*Sempre a portata di mano*



# Informazioni cliniche sempre disponibili

I dispositivi portatili utilizzati giornalmente devono essere in grado di far fronte alle situazioni cliniche più complesse. Come il pulsossimetro portatile TuffSat®, eccezionalmente maneggevole e resistente. Poiché è tra i più piccoli disponibili sul mercato, potete averlo sempre con voi; e questo significa poter sempre accedere rapidamente ai dati clinici necessari per formulare decisioni informate.

Il pulsossimetro TuffSat è altamente versatile e ideale per eseguire controlli istantanei con molte tipologie di pazienti e in contesti clinici differenti. Può essere tenuto comodamente in tasca o indossato alla cintura. Inoltre, offre una visibilità eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione e si spegne automaticamente prolungando la durata delle batterie, sempre pronto a seguirvi ovunque.



In ospedale



A domicilio



Durante il trasporto e gli interventi di emergenza





## Intuitivo e facile da usare

Il pulsossimetro TuffSat è estremamente semplice da usare. Disponibile in vari colori che ne favoriscono l'immediata riconoscibilità, consente l'associazione in base al colore a differenti reparti ospedalieri.

- Compatto e leggero, può essere utilizzato con una sola mano.
- L'impugnatura in gomma garantisce una presa sicura.
- Le funzioni intuitive richiedono un addestramento minimo.
- Ampio display LCD retroilluminato con valori numerici perfettamente visibili.
- Indicatore di batteria scarica.
- Il collegamento ad infrarossi con una stampante opzionale esterna Hewlett-Packard® permette la stampa in tempo reale.

## Eccellenza clinica e resistenza affidabile

La resistenza alle sollecitazioni è stata rigorosamente verificata: TuffSat supera i requisiti degli standard di durata internazionali e mantiene la propria efficienza in condizioni difficili.

La precisione del pulsossimetro è inoltre assicurata dalla funzione  $PI_r$  (misurazione dell'indice di perfusione relativo), che consente una facile identificazione della qualità del segnale. Sulla base di questo valore quantitativo, è possibile confrontare la forza del segnale del polso in diversi siti di misura sul paziente e individuare la posizione migliore per il sensore. La barra pletismografica si aggiunge al valore  $PI_r$  fornendo le informazioni sulla frequenza del polso per una migliore valutazione del paziente.

## Connessioni flessibili in ogni situazione

Quando il pulsossimetro TuffSat è utilizzato assieme ai sensori e ai cavi OxyTip+® viene creata una soluzione completa per la valutazione dei parametri ossimetrici. I sensori OxyTip+ sono ideali per applicazioni neonatali, pediatriche e per adulti. I sensori multiposizione possono essere applicati su mani, piedi o dita. I sensori riutilizzabili sono realizzati per durare nel tempo. I sensori adesivi consentono il movimento e il controllo delle infezioni.

## Informazioni per l'ordine

Per gli ordini si prega di utilizzare i seguenti codici prodotto.

Pulsossimetro portatile Ohmeda TuffSat giallo 6051-0000-159  
Ohmeda TuffSat giallo con sensore OxyTip+ Finger 6051-0000-160  
Ohmeda TuffSat blu con sensore OxyTip+ Finger 6051-0000-185  
Ohmeda TuffSat rosa con sensore OxyTip+ Finger 6051-0000-186  
Ohmeda TuffSat bianco con sensore OxyTip+ Finger 6051-0000-187  
Custodia per trasporto Deluxe 6050-0005-653

## Informazioni su GE Healthcare

GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi per la trasformazione clinica, per dare inizio a una nuova era nelle cure ai pazienti. La nostra grande esperienza nell'imaging medicale e nelle tecnologie dell'informazione, nella diagnostica medicale, nei sistemi di monitoraggio pazienti, nella scoperta di nuovi farmaci, nelle tecnologie di produzione biofarmaceutica, nel miglioramento delle prestazioni e nei servizi rivolti alle soluzioni in materia di prestazioni aiutano i nostri clienti a fornire cure migliori a più persone in tutto il mondo, a un costo minore. Inoltre, siamo partner dei leader nell'assistenza sanitaria, al fine di raggiungere il cambiamento di politica globale necessario per implementare un passaggio riuscito ai sistemi di assistenza sanitaria sostenibile.

La nostra visione del futuro "healthymagination" invita il mondo a unirsi a noi nel nostro viaggio all'insegna dello sviluppo continuo di innovazioni incentrate a ridurre i costi, migliorare l'accesso e aumentare la qualità e l'efficienza in tutto il mondo.

GE Healthcare  
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finlandia  
Tel. +358 10 394 11 • Fax +358 9 146 3310

Italia  
Via Galeno, 36  
20126 Milano  
T: +39 02 2601 111  
F: +39 02 2601 599

[www.gehealthcare.com](http://www.gehealthcare.com)



GE imagination at work



© 2009 General Electric Company - Tutti i diritti riservati.

General Electric Company si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche alle specifiche e caratteristiche qui illustrate o di sospendere in qualsiasi momento la produzione del prodotto descritto senza alcun obbligo di notifica. Rivolgersi al rappresentante GE per informazioni aggiornate.

GE, il monogramma GE, Plr, TruSat, TruSignal, TuffSat e OxyTip+ sono marchi registrati di General Electric Company.

GE Healthcare Finland Oy, una società del gruppo General Electric, presente sul mercato come GE Healthcare.

Hewlett Packard è un marchio registrato di Hewlett-Packard Development Company L.P.

EMEA M1049894-1/1009  
(EMEA English M1190397)